

# MICROTUBOS Y CRIOTUBOS

4



- Microtubos tipo eppendorf para rutina**
- Microtubos tipo eppendorf alta calidad**
- Microtubos marca EPPENDORF**
- Criotubos estériles**
- Criotubos no estériles**



# MICROTUBOS Y CRIOTUBOS



4

## MICROTUBO TIPO EPPENDORF PARA RUTINA

POLIPROPILENO DE ALTA TRANSPARENCIA. AUTOCLAVABLES. CENTRIFUGABLES HASTA 14.000 rpm

Referencia	Descripción	Unidad venta
711.0501	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 0,5 ml TAPA PLANA	1000
711.9501	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 0,5 ml LIBRE DE NUCLEASAS	1000
711.7501	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 0,5 ml LIBRE DE NUCLEASAS, SUPERFICIE BAJA ADHESION	500
711.1500	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml TAPA PLANA	1000
711.8015	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml CIERRE DE SEGURIDAD	500
711.2000	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 2 ml	500
711.8020	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 2 ml CIERRE DE SEGURIDAD	500
711.9020	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 2 ml LIBRE DE NUCLEASA	500
711.7020	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 2 ml SUPERFICIE BAJA ADHESION	2500

**FASTLaS**



**MULTI**

**QSP**  
Quality Scientific Plastics



## MICROTUBO TIPO EPPENDORF. MARCA QSP y MULTY. ALTAS PRESTACIONES.

POLIPROPILENO ALTA TRANSPARENCIA. AUTOCLAVABLES. LIBRES DE RNasa y DNasa.

ALTA CALIDAD, BAJA ADHERENCIA. CENTRIFUGABLES HASTA 30.000 g. RESISTENTES A TEMPERATURAS ENTRE +121° y -180°

Referencia	Descripción	Unidad venta
711.1002	MICROTUBO PARA PCR 0,2 ml PAREDES FINAS TAPA PLANA <b>FASTLaS</b>	1000
711.1005	MICROTUBO PARA PCR 0,2 ml PAREDES FINAS TAPA REDONDEADA <b>FASTLaS</b>	1000
760.9608	STRIP 8 MICROTUBOS PARA PCR PAREDES FINAS SIN TAPA	960
760.8501	STRIP 8 TAPONES REDONDEADOS	960
760.5002	MICROTUBO PARA PCR 0,5 ml PAREDES FINAS TAPA PLANA	1000
MUL11150	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 0,5 ml	1000
MUL11510	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	500
MUL12000	MICROTUBO TIPO EPPENDORF 2 ml	400





**eppendorf**

### MICROTUBO MARCA EPPENDORF

- SAFE-LOCK: PARA CIERRE SEGURO DEL MICROTUBO.
- BIOPUR: ESTERIL, EXENTO DE PIROGENOS RNasa, ADN y ATP
- PCR CLEAN: EXENTO DE DNasa, RNasa, ADN HUMANO E INHIBIDORES DE LA PCR



Referencia	Descripción	Unidad venta
EPP0030.121.023	MICROTUBO EPPENDORF SAFE-LOCK 0,5 ml	500
EPP0030.120.086	MICROTUBO EPPENDORF SAFE-LOCK 1,5 ml	1000
EPP0030.120.094	MICROTUBO EPPENDORF SAFE-LOCK 2 ml	1000
EPP0030.121.570	MICROTUBO EPPENDORF BIOPUR 0,5 ml ENVASE INDIVIDUAL	50
EPP0030.121.589	MICROTUBO EPPENDORF BIOPUR 1,5 ml ENVASE INDIVIDUAL	100
EPP0030.121.597	MICROTUBO EPPENDORF BIOPUR 2 ml ENVASE INDIVIDUAL	100
EPP0030.123.301	MICROTUBO EPPENDORF PCR CLEAN 0,5 ml	500
EPP0030.120.973	MICROPISTILO AUTOCLAVABLE PARA LA RESUSPENSION DE PELLETS	10

### MICROTUBOS A ROSCA

APTOS PARA NITROGENO LIQUIDO. AUTOCLAVABLES. RESISTEN A -190° C LIBRES DE RNasa, DNasa y PIROGENOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
712.0015	MICROTUBO 1,5 ml	500
712.0002	MICROTUBO 2 ml	500
712.0005	MICROTUBO 0,5 ml CON FALDON	500
712.1002	MICROTUBO 2 ml CON FALDON	500



### TAPONES PARA MICROTUBOS ANTERIORES

A ROSCA. CON JUNTA INTERIOR PARA TOTAL HERMETICIDAD.

Referencia	Descripción	Unidad venta
713.0001	TAPON COLOR NATURAL	500
713.0001AZ	TAPON COLOR AZUL	500
713.0001V	TAPON COLOR VERDE	500
713.0001R	TAPON COLOR ROJO	500
713.0001AM	TAPON COLOR AMARILLO	500



# MICROTUBOS Y CRIOTUBOS

4



## CRIOTUBOS

POLIPROPILENO, ESTERILES POR RAYOS GAMMA,  
FONDO REDONDO  
CENTRIFUGABLES HASTA 17.000 g

Referencia	Descripción	Unidad Venta
721.2012	CRIOTUBO 2 ml, ROSCA INTERNA	200
721.2002	CRIOTUBO 2 ml, ROSCA INTERNA, CON BANDA P/ROTULAR	200
721.2014	CRIOTUBO 4 ml, ROSCA INTERNA	200
721.2004	CRIOTUBO 4 ml, ROSCA INTERNA, CON BANDA P/ROTULAR	200




## CRIOTUBOS DE ROSCA INTERNA ESTERILES

Referencia	Descripción	Unidad Venta
721.1512	CRIOTUBO 1,2 ml ROSCA INTERNA CON FALDON	1000
721.2502	CRIOTUBO 2 ml ROSCA INTERNA SIN FALDON	1000
721.1502	CRIOTUBO 2 ml ROSCA INTERNA CON FALDON	1000
721.2504	CRIOTUBO 4 ml ROSCA INTERNA SIN FALDON	1000
721.1504	CRIOTUBO 4 ml ROSCA INTERNA CON FALDON	1000
721.2505	CRIOTUBO 5 ml ROSCA INTERNA SIN FALDON	1000



## CRIOTUBOS DE ROSCA EXTERNA ESTERILES

Referencia	Descripción	Unidad Venta
722.1512	CRIOTUBO 1,2 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
722.2502	CRIOTUBO 2 ml ROSCA EXTERNA SIN FALDON	1000
722.1502	CRIOTUBO 2 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
722.1503	CRIOTUBO 3 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
722.1504	CRIOTUBO 4 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
722.1505	CRIOTUBO 5 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000



## MICROTUBOS EN SEROTECA AUTOCLAVABLES.

Referencia	Descripción	Unidad Venta
QSP635900	MICROTUBO 1,2 ml BOLSA 1000 u	1
QSP635901	MICROTUBO 1,2 ml GRADILLA 96 u	10
QSP635902	MICROTUBO 1,2 ml GRADILLA 96 u ESTERIL	10
QSP635903	TAPON EN STRIP 8 u, BOLSA 960 u	1
QSP635904	TAPON EN STRIP 8 u, BOLSA 960 u ESTERIL	1



## CRIOTUBOS ROSCA EXTERNA

POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, AUTOCLAVABLE A 121° C

Referencia	Descripción	Unidad venta
732.1012	CRIOTUBO 1,2 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
732.2002	CRIOTUBO 2 ml ROSCA EXTERNA SIN FALDON	1000
732.1002	CRIOTUBO 2 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
732.1003	CRIOTUBO 3 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
732.1004	CRIOTUBO 4 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000
732.1005	CRIOTUBO 5 ml ROSCA EXTERNA CON FALDON	1000



## TAPONES PARA CRIOTUBOS ANTERIORES POLIPROPILENO

Referencia	Descripción	Unidad venta
750.0001N	TAPON PARA CRIOTUBO COLOR NATURAL	1000
750.0001R	TAPON PARA CRIOTUBO COLOR ROJO	1000
750.0001AZ	TAPON PARA CRIOTUBO COLOR AZUL	1000