

GRADILLAS, CRIBOXES Y RACKS DE CONGELACIÓN



8

Gradillas y crioboxes plástico para microtubos

Gradillas y crioboxes para tubos

Crioboxes de cartón

Gradillas de plástico mixtas

Gradillas de acero inoxidable

**Gradillas y crioboxes para transporte
y almacenamiento de portaobjetos**


**Racks de almacenamiento de crioboxes
en ultracongeladores**

Cajas para autoclavar pipetas




GRADILLAS, CRIBOXES Y RACKS DE CONGELACIÓN

8



GRADILLAS CON TAPA PARA 96 MICROTUBOS PCR


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-550	GRADILLA PLASTICO PARA 96 MICROTUBOS 0,2 ml COLOR AZUL	1
EURM-551	GRADILLA PLASTICO PARA 96 MICROTUBOS 0,2 ml COLOR AMARILLO	1
EURM-552	GRADILLA PLASTICO PARA 96 MICROTUBOS 0,2 ml COLOR ROSA	1
EURM-553	GRADILLA PLASTICO PARA 96 MICROTUBOS 0,2 ml COLOR VERDE	1



GRADILLAS CON TAPA MIXTA PARA MICROTUBOS

ACEPTA 32 MICROTUBOS DE PCR, 24 MICROTUBOS DE 1,5 ml y 16 MICROTUBOS DE 0,5 ml


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-540	GRADILLA MIXTA COLOR VERDE	1
EURM-541	GRADILLA MIXTA COLOR AZUL	1
EURM-542	GRADILLA MIXTA COLOR AMARILLO	1
EURM-543	GRADILLA MIXTA COLOR ROSA	1



GRADILLAS CON TAPA PARA MICROTUBOS

RESISTE CONGELACION HASTA - 196 °C. AUTOCLAVABLE. MEDIDAS 130x130x45 mm


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-020N	CRIBOX PLASTICO PARA 81 MICROTUBOS 1,5 ml	1
EURM-020AM	CRIBOX PLASTICO PARA 81 MICROTUBOS 1,5 ml AMARILLO	1
EURM-020R	CRIBOX PLASTICO PARA 81 MICROTUBOS 1,5 ml ROJO	1
EURM-020V	CRIBOX PLASTICO PARA 81 MICROTUBOS 1,5 ml VERDE	1



GRADILLAS CON TAPA PARA MICROTUBOS

RESISTE CONGELACION HASTA - 196 °C. AUTOCLAVABLE. CASILLAS CODIFICADAS ALFANUMERICAMENTE. MEDIDAS 130x130x53 mm

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURU-9950CA	GRADILLA CON TAPA, COLOR AZUL	1
EURU-9950CAM	GRADILLA CON TAPA, COLOR AMARILLO	1
EURU-9950CN	GRADILLA CON TAPA, COLOR NATURAL	1
EURU-9950CNA	GRADILLA CON TAPA, COLOR NARANJA	1
EURU-9950CR	GRADILLA CON TAPA, COLOR ROJO	1
EURU-9950CV	GRADILLA CON TAPA, COLOR VERDE	1



GRADILLAS MIXTAS CON TAPA

POR UNA CARA CABEN 32 MICROTUBOS DE 0,5 ml Y 8 MICROTUBOS DE 1,5 ml
POR LA OTRA CARA CABEN 32 MICROTUBOS DE 1,5 ml Y 8 MICROTUBOS DE 0,5 ml


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-019AM	GRADILLA MIXTA COLOR AMARILLO	1
EURM-019R	GRADILLA MIXTA COLOR ROSA	1
EURM-019V	GRADILLA MIXTA COLOR VERDE	1



GRADILLAS, CRIBOXES Y RACKS DE CONGELACIÓN

GRADILLAS PARA MICROTUBOS RESISTENTES A - 80°C. AUTOCLAVABLES.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-010.1	GRADILLA AMARILLA PARA MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	1
EURM-010.2	GRADILLA NATURAL PARA MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	1
EURM-010.5	GRADILLA AZUL PARA MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	1
EURM-010.6	GRADILLA ROJO PARA MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	1
EURM-010.7	GRADILLA VERDE PARA MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ml	1
EURM-011.1	GRADILLA CON TAPA PARA MICROTUBO	1



CAJAS PARA MICROTUBOS

RESISTENTES A - 80°C. AUTOCLAVABLES.
MODELO M-450 P/50 MICROTUBOS 0,5 ml.
MODELO M-410 P/50 MICROTUBOS 1,5 ml.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-450	CAJA PARA MICROTUBOS	1
EURM-410	CAJA PARA MICROTUBOS	1



GRADILLAS CON TAPA

RESISTENTES A - 80°C. AUTOCLAVABLES. CON BISAGRA.


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-500	GRADILLA 50 MICROTUBOS BLANCA	1
EURM-501	GRADILLA 50 MICROTUBOS VERDE	1
EURM-502	GRADILLA 50 MICROTUBOS ROSA	1
EURM-503	GRADILLA 50 MICROTUBOS AMARILLO	1
EURM-510	GRADILLA 100 MICROTUBOS BLANCA	1
EURM-511	GRADILLA 100 MICROTUBOS VERDE	1
EURM-512	GRADILLA 100 MICROTUBOS ROSA	1
EURM-513	GRADILLA 100 MICROTUBOS AMARILLO	1



GRADILLAS DESMONTABLES


AUTOCLAVABLES. CAPACIDAD PARA 100 MICROTUBOS.

Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR563	GRADILLA DESMONTABLE COLOR BLANCO	1
KAR563.04	GRADILLA DESMONTABLE COLOR AZUL	1
KAR563.06	GRADILLA DESMONTABLE COLOR AMARILLO	1
KAR563.10	GRADILLA DESMONTABLE COLOR ROJO	1



CRIBOXES EN CARTON


Referencia	Descripción	Unidad venta
M-610	CRIBOX CARTON 150x150x100 mm P/100 MICROTUBOS 1,5 ml	1
SAR95064997	CRIBOX CARTON P/ 100 MICROTUBOS 1,5 ml	1
SAR95064981	CRIBOX CARTON P/ 81 MICROTUBOS 1,5 ml	1



GRADILLAS, CRIBOXES Y RACKS DE CONGELACIÓN


8

GLW



GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWG23	GRADILLA PARA 6 TUBOS FALCON 50 ml	1
GLWG26	GRADILLA PARA 12 TUBOS FALCON 50 ml	1
GLWG18	GRADILLA PARA 18 TUBOS FALCON 15 ml	1



GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS AUTOCLAVABLES. DESMONTABLES


Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR568	GRADILLA PARA 24 TUBOS FALCON 50 ml	1
KAR566	GRADILLA PARA 40 TUBOS FALCON 15 ml	1
KAR565	GRADILLA PARA 60 TUBOS 10 ml (16 mm)	1
KAR564	GRADILLA PARA 90 TUBOS 5 ml (12 mm)	1
KAR563	GRADILLA PARA 100 MICROTUBOS 1,5 ml	1



* Disponibles en blanco, rojo, azul y amarillo.

FASTLaS

GLW




GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWB20	CRIBOX P/10 TUBOS FALCON 50 ml, BLANCO	1
GLWB25	CRIBOX P/25 TUBOS FALCON 15 ml, BLANCO	1



GLW




GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWB40	GRADILLA SIN DIVISIONES PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS ALTURA 50 mm	1
GLWB70	GRADILLA SIN DIVISIONES PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS ALTURA 80 mm	1



GLW



GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE VIALES


Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWB10	GRADILLA PARA TRANSPORTE DE VIALES DE CENTELLEO	1



GRADILLAS Y CRIBOXES PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
EUR330	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS CAJA DE 4 ud.	1





GRADILLAS PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS


GRADILLAS P/4 TUBOS DE 50 ml, 12 TUBOS 15 ml, 32 TUBOS DE 1,5 ml, Y 32 TUBOS DE 0,5 ml.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-520	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR NATURAL	1
EURM-521	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR AZUL	1
EURM-522	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR ROSA	1
EURM-523	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR AMARILLO	1



GRADILLAS VARIAS


Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR973	GRADILLA P/ PIPETAS	1
EURH-600	CESTO ACERO INOX. P/ TRANSPORTE 10 PLACAS PETRI	1
EURH-601	CESTO ACERO INOX. P/ TRANSPORTE 20 PLACAS PETRI	1
EURH-602	CESTO ACERO INOX. P/ TRANSPORTE 40 PLACAS PETRI	1



GRADILLAS PARA EL TRANSPORTE DE TUBOS

GRADILLAS P/8 TUBOS DE 50 ml, 20 TUBOS Ø 20 mm, 24 TUBOS DE 15 ml, Y 40 TUBOS DE Ø 12 mm.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-530	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR AZUL	1
EURM-531	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR VERDE	1
EURM-532	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR ROSA	1
EURM-533	GRADILLA MIXTA PARA TRANSPORTE TUBOS VARIOS. COLOR AMARILLO	1




GRADILLAS PARA TRANSPORTE EN FRIO

REVERSIBLES. POR UN LADO CABEN 20 MICROTUBOS DE 1,5 ml. POR EL OTRO CABEN 20 MICROTUBOS DE 0,5 ml.

MODELO M-570: AGUANTA UNA TEMPERATURA DE 0°C DURANTE 5 HORAS.

MODELO M-571: AGUANTA UNA TEMPERATURA DE HASTA -20°C DURANTE 3 HORAS.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-570	GRADILLA PARA TRANSPORTE EN FRIO 0°C	1
EURM-571	GRADILLA PARA TRANSPORTE EN FRIO -20°C	1



GRADILLAS EN POREXPAN

GRADILLAS PARA 100 TUBOS. DIVISIBLES EN DOS.





Referencia	Descripción	Unidad venta
135.0016	GRADILLA PARA TRANSPORTE TUBOS 10 ml	1
135.0012	GRADILLA PARA TRANSPORTE TUBOS 5 ml	1



GRADILLAS DE INCUBACION

AUTOCLAVABLE. PARA MICROTUBOS DE 1,5 ml.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EURM-024	GRADILLA REDONDA P/8 MICROTUBOS	1
EURM-026	GRADILLA REDONDA P/20 MICROTUBOS	1
EURM-022	GRADILLA RECTANGULAR P/24 MICROTUBOS	1



GRADILLAS DE ACERO INOX


Referencia	Descripción	Unidad venta
EURR-292	GRADILLA P/12 TUBOS FALCON 50 ml	1
EURR-293	GRADILLA P/25 TUBOS FALCON 50 ml	1
EURB-200	GRADILLA P/100 TUBOS 5 ml	1
EURB-210	GRADILLA P/50 TUBOS 5 ml	1
EURB-240	GRADILLA P/24 TUBOS 5 ml	1
EURB-250	GRADILLA P/12 TUBOS 5 ml	1
EURA-202	GRADILLA P/100 TUBOS 10 ml	1
EURA-212	GRADILLA P/50 TUBOS 10 ml	1
EURA-242	GRADILLA P/24 TUBOS 10 ml	1
EURNT-240	GRADILLA P/24 FRASCOS ORINA 100 ml	1
EURNT-250	GRADILLA P/12 FRASCOS ORINA 100 ml	1



MEDIDAS STANDARD DE TUBOS
 TUBO FALCON 50 ml: Ø 30 mm
 TUBO 5 ml: Ø 12 mm, ALTURA 75 mm
 TUBO 10 ml: Ø 16 mm, ALTURA 95 mm

GRADILLAS, CRIBOXES Y RACKS DE CONGELACIÓN


8



8

GLW


6 y 7



3, 4, 5



9



1



2


FASTLaS EN TIPOS 1, 2 Y 9

GRADILLAS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PORTAOBJETOS

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
GLWK25W	CAJA PARA 25 PORTAOBJETOS, COLOR BLANCO	1	6
Otros colores disponibles: amarillo, azul, verde, rojo, etc.			
GLWK50W	CAJA PARA 50 PORTAOBJETOS, COLOR BLANCO	1	7
Otros colores disponibles: amarillo, azul, verde, rojo, etc.			
133.5100B	CAJA PARA 100 PORTAOBJETOS, COLOR BLANCO	1	8
También disponible en rojo			
133.5025	CAJA TRANSPARENTE P/TRANSPORTE 25 PORTAOBJETOS	1	1
133.5050	CAJA TRANSPARENTE P/TRANSPORTE 50 PORTAOBJETOS	1	2
133.5001	CAJA TRANSPORTE 1 PORTAOBJETO	10	3
133.5002	CAJA TRANSPORTE 2 PORTAOBJETOS	100	4
133.5003	CAJA TRANSPORTE 3 PORTAOBJETOS	10	5
133.5125	CAJA OPACA P/TRANSPORTE 25 PORTAOBJETOS	4	9
133.5150	CAJA OPACA P/TRANSPORTE 50 PORTAOBJETOS	1	9
133.5100	CAJA OPACA P/TRANSPORTE 100 PORTAOBJETOS	1	9

RACKS PARA ULTRACONGELADORES VERTICALES

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWE533	RACK ARCHIVO 9 CRIBOXES ALTURA MAX. 54 mm, MOD. 3x3	1
GLWE534	RACK ARCHIVO 12 CRIBOXES ALTURA MAX. 54 mm, MOD. 4x3	1
GLWE535	RACK ARCHIVO 15 CRIBOXES ALTURA MAX. 54 mm, MOD. 5x3	1
GLWE544	RACK ARCHIVO 16 CRIBOXES ALTURA MAX. 54 mm, MOD. 4x4	1
GLWE545	RACK ARCHIVO 20 CRIBOXES ALTURA MAX. 54 mm, MOD. 5x4	1
GLWM604	RACK ARCHIVO 24 PLACAS MICROTITER, MOD. 4x6	1
GLWM606	RACK ARCHIVO 36 PLACAS MICROTITER, MOD. 6x6	1
GLWK303	RACK ARCHIVO 9 CAJAS PORTAOBJETOS, MOD. 3x3	1
GLWK304	RACK ARCHIVO 12 CAJAS PORTAOBJETOS, MOD. 4x3	1
GLWK305	RACK ARCHIVO 15 CAJAS PORTAOBJETOS, MOD. 5x3	1



RACKS PARA ULTRACONGELADORES HORIZONTALES

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWE505	RACK ACERO INOX. ARCHIVO 5 CRIBOXES ALTURA MAX 54 mm	1
GLWE507	RACK ACERO INOX. ARCHIVO 7 CRIBOXES ALTURA MAX 54 mm	1
GLWE509	RACK ACERO INOX. ARCHIVO 9 CRIBOXES ALTURA MAX 54 mm	1
GLWM133	RACK ACERO INOX. ARCHIVO 33 PLACAS MICROTITER	1
GLWK120	RACK ACERO INOX. ARCHIVO 20 CRIBOXES DE PORTAOBJETOS K50	

CAJAS DE ALUMINIO PARA AUTOCLAVAR PIPETAS DE VIDRO

RESISTEN HASTA 250°C
MEDIDAS (ANCHO x ALTO) 68 x 68 mm

Referencia	Descripción	Unidad venta
GLWA20	CAJA ALUMINIO LONGITUD 150-240 mm, SIN ALMOHADILLA	1
GLWA30	CAJA ALUMINIO LONGITUD 230-320 mm, SIN ALMOHADILLA	1
GLWA40	CAJA ALUMINIO LONGITUD 310-400 mm, SIN ALMOHADILLA	1
GLWA45	CAJA ALUMINIO LONGITUD 310-450 mm, SIN ALMOHADILLA	1
GLWS20	CAJA ALUMINIO LONGITUD 150-240 mm, CON ALMOHADILLA	1
GLWS30	CAJA ALUMINIO LONGITUD 230-320 mm, CON ALMOHADILLA	1
GLWS40	CAJA ALUMINIO LONGITUD 310-400 mm, CON ALMOHADILLA	1
GLWS45	CAJA ALUMINIO LONGITUD 310-450 mm, CON ALMOHADILLA	1

