

Abril, 2006



Tel. 93 588 25 15
Fax 93 588 19 48

RUBILABOR

www.rubilabor.com
rubilabor@rubilabor.com

MATERIAL DE CULTIVO



Pipetas de cultivo estériles

Tubos de cultivo tipo falcon

Placas de cultivo celular NUNC

Frascos de cultivo celular NUNC

Placas multipocillo de cultivo celular NUNC

9

MATERIAL DE CULTIVO


9

PIPETAS DE CULTIVO ESTERILES


ESTERILIZACION POR RAYOS GAMMA. NO CITOTÓXICAS, NO PIRÓGENAS Y NO HEMATOLÍTICAS. DOBLE ESCALA NEGATIVA. PRESENTACION INDIVIDUAL (PEEL-PACK) Y BOLSA DE 25 UNIDADES. ALTA TRANSPARENCIA. GRADUACION NEGRA, BRILLANTE E INALTERABLE.

Referencia	Descripción	Unidad venta
221.1001	PIPETA CULTIVO 1 ml, INDIVIDUAL	500
222.1001	PIPETA CULTIVO 1 ml, BOLSA 25 unid	1000
221.1002	PIPETA CULTIVO 2 ml, INDIVIDUAL	500
222.1002	PIPETA CULTIVO 2 ml, BOLSA 25 unid	1000
221.1005	PIPETA CULTIVO 5 ml, INDIVIDUAL	250
222.1005	PIPETA CULTIVO 5 ml, BOLSA 25 unid	375
221.1010	PIPETA CULTIVO 10 ml, INDIVIDUAL	200
222.1010	PIPETA CULTIVO 10 ml, BOLSA 25 unid	250
221.1025	PIPETA CULTIVO 25 ml, INDIVIDUAL	100
221.1050	PIPETA CULTIVO 50 ml, INDIVIDUAL	50

FASTLaS EN PRESENTACION INDIVIDUAL



* CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE BOCAS



1 y 2



3



4



5

TUBOS DE CULTIVO TIPO FALCON


ESTERILES, GRADUACION DE MOLDE o SERIGRAFIADA

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	644.2050	TUBO 50 ml. SIN FALDON ESTERIL, PP	500
2	644.2051	TUBO 50 ml. CON FALDON, ESTERIL, PP	500
3	643.2050	TUBO 50 ml. ESTERIL GAMMA, PP MUY TRANSPARENTE SERIGRAFIADO	10 x 50
4	644.2015	TUBO 15 ml. ESTERIL GAMMA	500
5	643.2015	TUBO 15 ml. ESTERIL, PP ALTA TRANSPARENCIA SERIGRAFIADO	10 x 50

FASTLaS EN TIPOS 1, 2 y 4


PLACAS DE CULTIVO CELULAR NUNC. ESTERILES. OPTICAMENTE TRANSPARENTES Y SUPERFICIE UNIFORME APTA PARA MICROSCOPIA

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
NUN153066	PLACA PS C/TAPA, ESTERIL Ø 35 mm	500	1
NUN150288	PLACA PS C/TAPA, ESTERIL Ø 60 mm	400	2
NUN150350	PLACA PS C/TAPA, ESTERIL Ø 100 mm	150	3
NUN168381	PLACA PS C/TAPA, ESTERIL Ø 150 mm	80	4



PLACA MULTIPOCILLO NUNC PARA CULTIVO CELULAR. ESTERILES. EXCELENTE CALIDAD OPTICA. FONDO PLANO. CON TAPA.

Referencia	Descripción	Unidad venta
NUN176740	PLACA 4 POZOS	120
NUN140675	PLACA 6 POZOS	75
NUN150628	PLACA 12 POZOS	75
NUN142475	PLACA 24 POZOS	75
NUN150687	PLACA 48 POZOS	75
NUN167008	PLACA 96 POZOS	50
NUN163320	PLACA 96 POZOS, FONDO REDONDO	50



FRASCO DE CULTIVO CELULAR NUNC.

ESTERILES. OPTICAMENTE TRANSPARENTES. SUPERFICIE TRATADA PARA ASEGURAR EXCELENTE CONDICIONES DE CRECIMIENTO

Referencia	Descripción	Unidad venta
NUN156340	FRASCO PS, 25 cm ² CUELLO ANGULADO. ESTERIL	200
NUN156472	FRASCO PS 75 cm ² CUELLO ANGULADO. ESTERIL	100
NUN159920	FRASCO PS 175 cm ² CUELLO ANGULADO. ESTERIL	30
NUN179693	SCRAPERS PARA FRASCOS <75cm ²	250
NUN179707	SCRAPERS PARA FRASCOS >75cm ²	250

