

CUBETAS DE ESPECTOFOTOMETRIA



Cubetas espectrofotometría de plástico

**Cubetas espectrofotometría de vidrio
y cuarzo HELMA**

Accesorios espectrofotometría

12

CUBETAS DE ESPECTOFOTOMETRIA



12

CUBETAS DE PLASTICO

PARA ESPECTOFOTOMETRIA. PASO DE LUZ 10 mm
METACRILATO (MT) PARA LONGITUDES DE ONDA ENTRE 275 nm - 700 nm
POLIESTIRENO (PS) PARA LONGITUDES DE ONDA ENTRE 360 nm - 700 nm

Referencia	Descripción	Unidad venta
831.1045	CUBETA PS MACRO 4 ml	100
831.1015	CUBETA PS SEMIMICRO 1,5 ml	100
832.1045	CUBETAS MT MACRO 4 ml	100
832.1015	CUBETAS MT SEMIMICRO 1,5 ml	100
832.4045	CUBETA PARA FLUOROMETRIA (4 CARAS TRANSPARENTES) 4,5 ml	100

FAST



CUBETAS DE VIDRIO Y CUARZO HELMA

QS - IDENTIFICA QUE LA CUBETA SE HA FABRICADO CON CUARZO DE ALTA PUREZA Y HOMOGENEIDAD. RANGO ESPECTRAL ENTRE 200 nm - 2500 nm

OS - IDENTIFICA QUE LA CUBETA SE HA FABRICADO CON VIDRIO OPTICO. RANGO ESPECTRAL ENTRE 320 nm - 2500 nm

CUBETAS DE ABSORCION

MODELOS MICRO: 700 ul (10 mm)

Referencia	Descripción	Unidad venta
HEL200426	CUBETA CUARZO 104.002-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200425	CUBETA VIDRIO 104.002-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200415	CUBETA CUARZO 104.002B-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON, NEGRA	1
HEL200466	CUBETA VIDRIO 104.002B-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON, NEGRA	1

MODELOS MACRO: 3500 ul (10 mm)

Referencia	Descripción	Unidad venta
HEL200406	CUBETA CUARZO 100-QS, PASO LUZ 10 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200404	CUBETA VIDRIO 100-QS, PASO LUZ 10 mm, MACRO	1
HEL200410	CUBETA CUARZO 110-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPON ROSCA TEFLON	1
HEL200409	CUBETA VIDRIO 110-QS, PASO LUZ 10 mm	1


MODELOS ULTRAMICRO: 160 ul (10 mm)

HEL201463	CUBETA CUARZO 105.200-QS, PASO DE LUZ 10 mm, ALTURA CENTRO 15 mm	1
HEL201460	CUBETA CUARZO 105.200-QS, PASO DE LUZ 10 mm, ALTURA CENTRO 8.5 mm	1

MODELOS SEMIMICRO: 1400 ul (10 mm)


HEL200411	CUBETA VIDRIO 104-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200433	CUBETA CUARZO 104-QS, PASO LUZ 10 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200432	CUBETA VIDRIO 104B-QS, PASO DE LUZ 10 mm, TAPA TEFLON, NEGRA	1
HEL200461	CUBETA CUARZO 104B-QS, PASO LUZ 10 mm, TAPA TELFON, NEGRA	1

* Consultar otra variedad de modelos.



ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
HEL340341	DETERGENTE PARA LIMPIEZA CUBETAS, HELLMANEX 0,5 L	1
HEL220406	APAREADO CUBETA 100 QS	1
HEL22	APAREADO RESTO DE CUBETAS	1
HEL10	VERIFICACION POLARIMETRICA	1
HEL340343	SOPORTE PP PARA 16 CUBETAS	1



Hellma
Precision in Spectro-Optics Worldwide

CUBETAS DE FLUORESCENCIA

MODELOS MACRO: 3500 ul (10 mm)

Referencia	Descripción	Unidad venta
HEL200407	CUBETA VIDRIO 101-QS, PASO DE LUZ 10x10 mm	1
HEL200408	CUBETA CUARZO 101-QS, PASO DE LUZ 10x10 mm	1
HEL200416	CUBETA VIDRIO 111-QS, PASO DE LUZ 10x10 mm	1
HEL200417	CUBETA CUARZO 111-QS, PASO DE LUZ 10x10 mm	1

MODELOS SEMIMICRO: 1400 ul (10 mm)

HEL200531	CUBETA CUARZO 104F-QS, PASO DE LUZ 10x4 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200519	CUBETA VIDRIO 104F-QS, PASO DE LUZ 10x4 mm, TAPA TEFLON	1
HEL200681	CUBETA CUARZO 114F-QS, PASO DE LUZ 10x4 mm, TAPA TEFLON	1

MODELOS MICRO: 700 ul (10 mm)

HEL200469	CUBETA CUARZO 104.002F-QS, PASO DE LUZ 10x2 mm, TAPA TEFLON	1
-----------	---	---