



ACCESORIOS



Cubetas de transporte
Embudos
Imanes agitadores
Manguito recoge imanes
Reloj avisador
Parafilm
Cinta adhesiva de colores
Expendedor de cinta de colores
Resmas de papel (papel de filtro)
Rollos de celulosa
Cinta adhesiva indicadora esterilización
Neveras transporte muestras
Pinzas de disección y laboratorio
Mangos y hojas de bisturí
Escobillones limpieza
Frascos lavadores
Espátulas acero inoxidable
Lápiz grabador
Escurridores
Jabón secuestrante DABEER

13



MANGUITO RECOGE VARILLA
RECUBIERTO POLIPROPILENO. PUNTA
IMANTADA PARA SACAR LA VARILLA.

Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR919	MANGO RECOGE VARILLA LONGITUD 300 mm Ø 10 mm	1



**VARILLAS (IMANES)
AGITADORAS CILINDRICAS**

Referencia	Descripción	Unidad venta
104.0308	VARILLA AGITADORA LONGITUD 8 mm Ø 3 mm	1
104.0412	VARILLA AGITADORA LONGITUD 12 mm Ø 4,5 mm	1
104.0615	VARILLA AGITADORA LONGITUD 15 mm Ø 6 mm	1
104.0820	VARILLA AGITADORA LONGITUD 20 mm Ø 8 mm	1
104.0825	VARILLA AGITADORA LONGITUD 25 mm Ø 8 mm	1
104.0830	VARILLA AGITADORA LONGITUD 30 mm Ø 8 mm	1



CUBETAS DE TRANSPORTE
POLIETILENO ALTA DENSIDAD.
COLOR BLANCO. APILABLE. ASAS ERGONOMICAS.

Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR602	CUBETA 380 x 280 x 200 mm	1
KAR603	CUBETA 560 x 330 x 250 mm	1
KAR604	CUBETA 660 x 440 x 300 mm	1



EMBUDOS PLÁSTICO

Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR145	EMBUDO Ø 25 mm	1
KAR146	EMBUDO Ø 35 mm	1
KAR145	EMBUDO Ø 45 mm	1
KAR148	EMBUDO Ø 65 mm	1
KAR150	EMBUDO Ø 80 mm	1
KAR152	EMBUDO Ø 100 mm	1
KAR153	EMBUDO Ø 120 mm	1



FASTLaS
RELOJ AVISADOR DIGITAL
CON PINZA PARA SUJETARLO EN BOLSILLO
IMAN PARA ADOSARLO A SUPERFICIE METALICA
Y SOPORTE PARA MANTENERLO EN POSICION VERTICAL

Referencia	Descripción	Unidad venta
181.0001	RELOJ AVISADOR DIGITAL	1



FASTLaS

PARAFILM

PELICULA PLASTICA ALTAMENTE FLEXIBLE PARA
CERRAR VASOS MATRACES, TUBOS DE ENSAYO, ETC

Referencia	Descripción	Unidad venta
911.0075	PARAFILM 5 cm ANCHO 75 m LARGO	1
912.0038	PARAFILM 10 cm ANCHO 38 m LARGO	1
912.0075	PARAFILM 10 cm ANCHO 75 m LARGO	1
913.0015	PARAFILM 50 cm ANCHO 15 m LARGO	1



FASTLaS

JERINGAS ESTERILES
JERINGAS DE TRES CUERPOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
141.2001	JERINGA 1 ml SIN AGUJA	100
141.2001A	JERINGA 1 ml CON AGUJA	100
141.2002	JERINGA 2,5 ml	100
141.2005	JERINGA 5 ml	100
141.2010	JERINGA 10 ml	80
141.2020	JERINGA 20 ml	80
141.2060	JERINGA 60 ml	60

JERINGAS DE DOS CUERPOS

Referencia	Descripción	Unidad venta
141.1002	JERINGA 2 ml	100
141.1005	JERINGA 5 ml	100
141.1010	JERINGA 10 ml	100
141.1020	JERINGA 20 ml	80

AGUJAS ESTERILES

Referencia	Descripción	Unidad venta
142.1303	AGUJA 13 x 0,3 mm (30 G)	100
142.1245	AGUJA 12 x 0,45 mm (27 G)	100
142.1605	AGUJA 16 x 0,5 mm (26 G)	100
142.2506	AGUJA 25 x 0,6 mm (23 G)	100
142.4007	AGUJA 40 x 0,7 mm (22 G)	100
142.2508	AGUJA 25 x 0,8 mm (21 G)	100



CINTAS ADHESIVAS PARA ESCRIBIR

CON CODIGO DE COLORES. UTILIZABLES EN VIDRIO, PLASTICO COMO VASOS, FRASCOS, GRADILLAS, PUEDEN SER USADAS A -73°C.



CINTA 36 m LARGO x 19 mm ANCHO.

Referencia	Descripción	Unidad venta
961.10BL	CINTA ADHESIVA BLANCO	1
961.10RO	CINTA ADHESIVA ROJO	1
961.10AM	CINTA ADHESIVA AMARILLO	1
961.10AZ	CINTA ADHESIVA AZUL	1
961.10NA	CINTA ADHESIVA NARANJA	1
961.10VE	CINTA ADHESIVA VERDE	1
962.0038	SOPORTE METALICO PARA 10 CINTAS ADHESIVAS	1

CINTA 12 m LARGO x 12 mm ANCHO. AUTOCLAVABLE 121°C

Referencia	Descripción	Unidad venta
962.20BL	CINTA ADHESIVA BLANCO	1
962.20RO	CINTA ADHESIVA ROJO	1
962.20AM	CINTA ADHESIVA AMARILLO	1
962.20AZ	CINTA ADHESIVA AZUL	1
962.20NA	CINTA ADHESIVA NARANJA	1
962.20VE	CINTA ADHESIVA VERDE	1
962.0012	SOPORTE METALICO PARA CINTAS ANTERIORES	1



RESMAS DE PAPEL (PAPEL DE FILTRO)

Referencia	Descripción	Unidad venta
931.1001	RESMAS PAPEL 52 x 42 cm FASTLaS	500
932.4252	PAPEL ABSORBENTE CONTRA DERRAMES 52 x 42 cm	500
932.0100	PAPEL ABSORBENTE CONTRA DERRAMES 100 mt	1

ROLLOS CELULOSA



Referencia	Descripción	Unidad venta
941.2900	ROLLO CELULOSA 900 m, 2 CAPAS, PACK 2 ROLLOS	1
941.2500	ROLLO CELULOSA RECICLADA 500 m 2 CAPAS PACK 2 ROLLOS	1
942.0001	ROLLO CELULOSA CHEMINE PACK 6 ROLLOS	1

ACCESORIOS

943.0005	SOPORTE TRIPODE P/ROLLO CELULOSA	1
943.0001	SOPORTE MURAL P/ROLLO CHEMINE	1



BIDONES CON GRIFO INCORPORADO POLIETILENO

Referencia	Descripción	Unidad venta
156.0025G	BIDON PLASTICO VOL. 25 litros	1
156.0050G	BIDON PLASTICO VOL. 50 litros	1
150.0001	GRIFO SUELTO DE RECAMBIO	1



CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION

FABRICADA EN PAPEL SEMI CREPADO. LAS RAYAS IMPRESAS EN COLOR BLANCO CAMBIAN A MARRON OSCURO CUANDO HA SIDO ESTERILIZADO A:

- EXPOSICION A 121°C DURANTE 15 mins.
- EXPOSICION A 134°C DURANTE 3 mins.

Referencia	Descripción	Unidad venta
921.1001	ROLLO 50 m CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE	1

NEVERAS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS

MANTIENEN LA TEMPERATURA DE LAS MUESTRAS DURANTE 8 a 12 HORAS. EQUIPADAS CON BOLSILLOS MULTIFUNCIONES. INCORPORAN PASTILLAS DE FRIO.

Referencia	Descripción	Unidad venta
134.0006V	NEVERA TRANSPORTE, VOL. 6 litros, COLOR VERDE	1
134.0010V	NEVERA TRANSPORTE, VOL. 10 litros, COLOR VERDE	1
134.0027V	NEVERA TRANSPORTE, VOL. 27 litros, COLOR VERDE	1





ACCESORIOS

13

PINZA CURVA

PINZA RECTA



PINZAS DE DISECCION Y DE LABORATORIO

Referencia	Descripción	Unidad venta
106.3070	PINZA DISECCION CURVA. PUNTA FINA. 105 mm	1
106.3071	PINZA DISECCION CURVA. PUNTA FINA. 115 mm	1
106.3051	PINZA DISECCION CURVA. PUNTA ROMA. 115 mm	1
106.3052	PINZA DISECCION CURVA. PUNTA ROMA. 130 mm	1
106.3030	PINZA DISECCION RECTA. PUNTA FINA. 105 mm	1
106.3031	PINZA DISECCION RECTA. PUNTA FINA. 115 mm	1
106.3010	PINZA DISECCION RECTA. PUNTA ROMA. 105 mm	1
106.3011	PINZA DISECCION RECTA. PUNTA ROMA. 115 mm	1



ESPATULAS ACERO INOXIDABLE AISI304

Referencia	Descripción	Unidad Venta
SEL1278140	ESPATULA SEMI-MICRO DOBLE LARGO TOTAL 140 mm	1
SEL1276120	MICROESPATULA DOBLE PLANA 150 mm LARGO x 4 mm ANCHO	1
SEL1276150	MICROESPATULA DOBLE PLANA 150 mm LARGO x 4 mm ANCHO	1
SEL1277100	MICROESPATULA CUCHARA PLANA 100 mm LARGO x 4 mm ANCHO	1
SEL1277150	MICROESPATULA CUCHARA/PLANA 150 mm LARGO x 4 mm ANCHO	1
SEL1096120	ESPATULA CUCHARA/PLANA 120 mm LARGO x 18 mm ANCHO	1
SEL1096150	ESPATULA CUCHARA/PLANA 150 mm LARGO x 20 mm ANCHO	1



ESCOBILLONES DE LIMPIEZA

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	SEL1001143	ESCOBILLON PARA PIPETAS Y CAPILARES DE Ø 3 a 5 mm	1
2	SEL1001144	ESCOBILLON PARA AFORADAS, TUBOS, ETC.	1
3	SEL1001145	ESCOBILLON PARA TUBOS DE ENSAYO	1
4	SEL1001146	ESCOBILLON PARA TUBOS DE ENSAYO, MATRACES AFORADOS	1
5	SEL1001147	ESCOBILLON PARA BURETAS DE 25 a 50 ml y TUBOS DE Ø 15 a 20 mm	1
6	SEL1001148	ESCOBILLON PARA BALONES, MATRACES, PROBETAS, ETC. DE Ø 20 a 32 mm	1
7	SEL1001149	ESCOBILLON PARA ERLNMEYERS, PROBETAS, MATRACES, ETC. DE Ø 25 a 45 cm	1
8	SEL1001150	ESCOBILLON PARA BALONES, ERLNMEYERS, PROBETAS, ETC. Ø 35 a 80 mm	1
9	SEL1001151	ESCOBILLON PARA VASOS, BALONES, ERLNMEYERS, ETC DE Ø 50 A 100 mm	1
10	SEL1001333	ESCOBILLON PARA TUBOS DE ENSAYO Ø 25 a 45 mm	1
11	SEL1001334	ESCOBILLON PARA TUBOS DE ENSAYO Ø 16 a 25 mm	1
12	SEL1001335	ESCOBILLON PARA FRASCOS, VASOS Y FONDOS REDONDOS HASTA Ø100 mm	1
13	SEL1001336	ESCOBILLON PARA FRASCOS Ø 50 A 250 mm	1

MANGOS Y HOJAS DE BISTURI HOJAS ESTERILES INDIVIDUALES. EN ACERO INOX.



Referencia	Descripción	Unidad venta
143.0010	HOJA BISTURI Nº 10	100
143.0011	HOJA BISTURI Nº 11	100
143.0015	HOJA BISTURI Nº 15	100
143.0020	HOJA BISTURI Nº 20	100
143.0021	HOJA BISTURI Nº 21	100
143.0022	HOJA BISTURI Nº 22	100
143.0023	HOJA BISTURI Nº 23	100
143.0024	HOJA BISTURI Nº 24	100
144.0003	MANGO DE BISTURI Nº 3 P/HOJAS Nº 10-15	1
144.0004	MANGO DE BISTURI Nº 4 P/HOJAS Nº 20-24	1



1




2

FRASCOS LAVADORES

FASTLaS

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
951.0500	FRASCO LAVADOR 500 ml	1	1
951.1000	FRASCO LAVADOR 1000 ml	1	1
952.0250	FRASCO LAVADOR 250 ml	10	2
952.0500	FRASCO LAVADOR 500 ml	10	2

* Tapones en color rojo, azul y amarillo



ESCURRIDORES DE SECADO P/PARED

Referencia	Descripción	Unidad Venta
106.0032	ESCURRIDOR 32 TERMINALES	1
106.0044	ESCURRIDOR 44 TERMINALES	1
106.0088	ESCURRIDOR 88 TERMINALES	1

JABON SECUESTRANTE DABEER DISUELVE PRECIPITADOS ORGANICOS E INORGANICOS. NO CORROSIVO. CON EDTA

Referencia	Descripción	Unidad Venta
DAB101066	JABON SECUESTRANTE DABEER	12



LAPIZ GRABADOR DE VIDRIO

Referencia	Descripción	Unidad Venta
SEL1001130	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE PARA GRABAR SOBRE VIDRIO	1