

MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

Guantes
Guantes de protección
Mascarillas
Bolsas esterilización para autoclave
Bobina papel plástico para autoclave
Maquina termoselladora
Gafas de seguridad
Protector facial
Spray desinfectante
Desodorante para autoclave
Contenedores de seguridad
Armarios de seguridad EXACTA- OPTECH
Cinta adhesiva indicadora esterilización
Material de protección individual
Material de limpieza y cuidado personal
Cubetas antiácido
Mantas antiincendio
Estación de seguridad
Lavadores de ojos
Duchas de emergencia
Estación de emergencia con rociadores
Cabinas extracción de gases CRUMA



14



GUANTES DE LATEX DE UN SOLO USO.

CLASE A. LIGERAMENTE EMPOLVADOS Y SIN POLVO. CONFORMES A LA NORMA EUROPEA EN 455 Y A LA AMERICANA ASTM D 3578/95

Referencia	Descripción	Unidad venta
412.1001	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA EXTRA PEQUEÑA	100
412.1002	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA PEQUEÑA	100
412.1003	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA MEDIANA	100
412.1004	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA GRANDE	100
411.1001	GUANTE LATEX CON POLVO TALLA EXTRA PEQUEÑA	100
411.1002	GUANTE LATEX CON POLVO TALLA PEQUEÑA	100
411.1003	GUANTE LATEX CON POLVO TALLA MEDIANA	100
411.1004	GUANTE LATEX CON POLVO TALLA GRANDE	100



GUANTES LATEX DE ALTA CALIDAD MARCA SAFESKIN LIGERAMENTE EMPOLVADOS.

Referencia	Descripción	Unidad venta
FACE100	GUANTE DE LATEX CON POLVO EXTRA PEQUEÑA SAFESKIN	100
FACE200	GUANTE DE LATEX CON POLVO PEQUEÑA SAFESKIN	100
FACE300	GUANTE DE LATEX CON POLVO MEDIANA SAFESKIN	100
FACE400	GUANTE DE LATEX CON POLVO GRANDE SAFESKIN	100



GUANTES LATEX TEXTURIZADO SIN POLVO.

LA PARTE DE LA PALMA DE LA MANO PRESENTA UNAS RUGOSIDADES PARA CONSEGUIR UNA MAYOR ADHERENCIA

Referencia	Descripción	Unidad venta
413.1002	GUANTE DE LATEX TEXTURIZADO TALLA PEQUEÑA	10x100
413.1003	GUANTE DE LATEX TEXTURIZADO TALLA MEDIANA	10x100
413.1004	GUANTE DE LATEX TEXTURIZADO TALLA GRANDE	10x100



GUANTES DE LATEX COLOR AZUL. NORMA AQL. 1,5 GUANTES DE UN SOLO USO. CLASE A. SIN POLVO. CONFORMES A LA NORMA EUROPEA EN 420 Y A LA AMERICANA ASTM D 3578/95

Referencia	Descripción	Unidad venta
422.1002	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA PEQUEÑA	100
422.1003	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA MEDIANA	100
422.1004	GUANTE LATEX SIN POLVO TALLA GRANDE	100



GUANTES NITRILO LIGERAMENTE EMPOLVADOS Y SIN POLVO

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BROMURO DE ETIDIO. UN SOLO USO. CLASE A. TRES VECES MAS RESISTENTES QUE LOS GUANTES DE LATEX. ANTI-ESTATICOS. AQL 1,5. CONFORMES A LA NORMA EUROPEA EN 420 Y A LA AMERICANA ASTM D 3578/95.



Referencia	Descripción	Unidad venta
452.1002	GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA PEQUEÑA	100
452.1003	GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA MEDIANA	100
452.1004	GUANTE NITRILO SIN POLVO TALLA GRANDE	100
451.1002	GUANTE NITRILO CON POLVO TALLA PEQUEÑA	100
451.1003	GUANTE NITRILO CON POLVO TALLA MEDIANA	100
451.1004	GUANTE NITRILO CON POLVO TALLA GRANDE	100



GUANTES VINILO CON POLVO Y SIN POLVO

GUANTES DE UN SOLO USO. CLASE A. AMBIDIESTROS, HIPOALERGICOS. NORMA AQL. 1,5 CONFORMES A LA NORMA EUROPEA EN 420 Y A LA AMERICANA ASTM D 5250/92

Referencia	Descripción	Unidad venta
432.1002	GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA PEQUEÑA	100
432.1003	GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA MEDIANA	100
432.1004	GUANTE VINILO SIN POLVO TALLA GRANDE	100
431.1001	GUANTE VINILO CON POLVO TALLA EXTRA PEQUEÑA	100
431.1002	GUANTE VINILO CON POLVO TALLA PEQUEÑA	100
431.1003	GUANTE VINILO CON POLVO TALLA MEDIANA	100
431.1004	GUANTE VINILO CON POLVO TALLA GRANDE	100



GUANTES DE PROTECCION PARA NITROGENO LIQUIDO

PARA TRABAJAR EN LA FASE GASEOSA DEL NITROGENO LIQUIDO A TEMPERATURAS MUY BAJAS HASTA -160°C. EFICACES ANTE PRODUCTOS QUIMICOS Y ANTIHUMEDAD.

Referencia	Descripción	Unidad venta
480.0160	GUANTE CRIOGENICO. TALLA UNICA	1 par



GUANTES POLIETILENO TACTO PLASTICO

Referencia	Descripción	Unidad venta
460.0001	GUANTE POLIETILENO SIN POLVO TALLA UNICA	100




GUANTES PROTECTORES PARA AUTOCLAVES, ESTUFAS, RESISTENTES HASTA 232°C, LAVABLES, SIN AMIANTO

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
481.0470	GUANTE TERMICO 470 mm LARGO TOTAL	1	1
481.0190	GUANTE CAUCHO -55° +260° C	1	2

MATERIAL DE SEGURIDAD

14



MASCARILLAS DE PROTECCION 3M FRENTE A PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS. DE ACUERDO CON NORMATIVA EN149.

Referencia	Descripción	Unidad venta
CR004-081231	MASCARILLA 3M PARA PARTICULAS, FILTRO P3, TALLA MEDIANA. CON VALVULA DE EXHALACION.	5
CR004-009361	MASCARA 3M PARA PARTICULAS, FILTRO P1. SIN VALVULA DE EXHALACION.	20
998.0780	MASCARILLA CONICA ESTÁNDAR DE PROTECCION	50



MASCARILLAS DE PROTECCION

Referencia	Descripción	Unidad venta
998.0000	MASCARILLA BLANCA DE CELULOSA CON GOMA	100



MASCARA 3M 6000

Referencia	Descripción	Unidad venta
CR0040L1781	MASCARA 3M 6000, SIN FILTRO	1

*Consultar amplio surtido de filtros para gases, vapores y partículas.



MASCARILLAS DE CARBON ACTIVO DE 4 CAPAS OFRECE PROTECCIÓN ANTIBACTERIAS Y OLORES COMO TRIETILAMINAS, AMONIACO, ETC. ENVASE INDIVIDUAL.

Referencia	Descripción	Unidad venta
CR004-084011	MASCARA CARBON ACTIVO 4 CAPAS	10

VESTUARIO DESECHABLE



Referencia	Descripción	Unidad venta
107.1001	BATA BLANCA DESECHABLE APERTURA DELANTERA CIERRE VELCRO. NO ESTERIL.	1
107.1002	BATA VERDE DESECHABLE APERTURA TRASERA. NO ESTERIL. IMPERMEABLE.	1
107.1003	BATA VERDE DESECHABLE APERTURA TRASERA. ESTERIL. IMPERMEABLE	1
107.1081	BATA TELA APERTURA DELANTERA CIERRE BOTONES. TRES BOLSILLOS. TALLA PEQUEÑA	1
107.1082	BATA TELA APERTURA DELANTERA. CIERRE BOTONES TRES BOLSILLOS. TALLA MEDIANA	1
107.1083	BATA TELA APERTURA DELANTERA. CIERRE BOTONES TRES BOLSILLOS. TALLA GRANDE	1
107.1030	CUBREZAPATO PLASTICO, COLOR VERDE CON ELASTICO. NO ESTERIL.	100
107.1022	GORRO ENFERMERA CON ELASTICO COLOR BLANCO. NO ESTERIL.	100
107.1021	GORRO ENFERMERA CON ELASTICO COLOR VERDE. NO ESTERIL.	100



DELANTAL DE LABORATORIO

TEJIDO PLASTIFICADO. MEDIDAS 110x90 cm

Referencia	Descripción	Unidad venta
CR004018061	DELANTAL DE LABORATORIO	1

ZUECOS



Referencia	Descripción	Unidad venta
902.3600	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 36	1 par
902.3700	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 37	1 par
902.3800	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 38	1 par
902.3900	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 39	1 par
902.4000	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 40	1 par
902.4100	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 41	1 par
902.4200	ZUECO ANTIDESLIZANTE TALLA 42	1 par

ZUECOS AUTOCLAVABLES

Referencia	Descripción	Unidad venta
901.3600	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 36	1 par
901.3700	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 37	1 par
901.3800	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 38	1 par
901.3900	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 39	1 par
901.4000	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 40	1 par
901.4100	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 41	1 par
901.4200	ZUECO ANTIDESLIZANTE AUTOCLAVABLE TALLA 42	1 par


MANTA ANTIINCENDIO

Referencia	Descripción	Unidad venta
CR331360180	MANTA ANTIINCENDIO 180x120 cm	1
CR331295120	MANTA ANTIINCENDIO 120x120 cm	1



PROTECTOR FACIAL COMPUUESTO DE PANTALLA DE POLICARBONATO INCOLORA RECAMBIABLE, PROTECTOR DE CABEZA Y ARNES.

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
991.0100	PROTECTOR FACIAL	1	1
991.0200	PROTECTOR FACIAL ANTI-UV	1	2



FASTLaS

GAFAS DE SEGURIDAD


PANTALLA POLICARBONATO 1mm ESPESOR TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRALLADO. SEGUN NORMATIVA EN 166.

Referencia	Descripción	Unidad venta
990.0100	GAFAS DE SEGURIDAD MONOBLOQUE	1
990.0200	GAFAS DE SEGURIDAD ANTI UV, MONOBLOQUE	1
990.0301	GAFAS DE SEGURIDAD COLORES	1



MAQUINA TERMOSELLADORA CON TEMPORIZADOR

Referencia	Descripción	Unidad venta
POBMASE0100	TERMOSELLADORA 300 mm UTIL SELLADO	1



BOBINA PARA ESTERILIZAR

ROLLO 200 METROS PARA CORTAR A MEDIDA. CAPA DE PAPEL Y CAPA PLASTICA PARA INTRODUCIR MATERIAL A ESTERILIZAR.

Referencia	Descripción	Unidad venta
922.0075	BOBINA 75 mm ANCHO	1
922.0100	BOBINA 100 mm ANCHO	1
922.0150	BOBINA 150 mm ANCHO	1
922.0200	BOBINA 200 mm ANCHO	1
922.0250	BOBINA 250 mm ANCHO	1
922.0300	BOBINA 300 mm ANCHO	1

BOLSAS DE ESTERILIZACION P/AUTOCLAVES

Referencia	Descripción	Unidad venta
151.2001	BOLSA AUTOCLAVE 75 x 50 cm	10



MATERIAL DE SEGURIDAD

14

SPRAY DESINFECTANTE

BACTERICIDA, FUNGICIDA, SOLUCION ALCOHOLICA DE GLUTARALDEHIDO, GLYOXAL Y DIMETIL-DIDECIL AMONIO CLORURO. PARA USAR SIN DILUIR DIRECTAMENTE EN SUPERFICIES, MANOS, ETC.

Referencia	Descripción	Unidad venta
INTCLINET303	SPRAY DESINFECTANTE 1litro	1
INTCLINET101	TOALLITAS IMPREGNADAS BOTE 100 uds	6



ESTACION DE SEGURIDAD

ABSORBENTES ESPECIALES PARA RECOGIDA DE ACIDOS Y BASES. BOLSAS DE PLASTICO, ESCOBILLA Y PALA

Referencia	Descripción	Unidad venta
933.2821	ESTACION DE SEGURIDAD	1

CONTENEDORES DE SEGURIDAD PARA BIORESIDUOS

COLOR AMARILLO, CON ASA. DOS TIPOS DE CIERRE. SEGUN NORMATIVAS ISO 6706 Y BS5404.

Referencia	Descripción	Unidad venta	Tipo
EUR232805	CONTENEDOR DE SEGURIDAD 0,25 litros PARA AGUJAS, LANCETAS, HOJAS DE BISTURI	100	1
EUR260000	CONTENEDOR DE SEGURIDAD 0,45 litros, PARA AGUJAS	100	2
EUR232806	CONTENEDOR DE SEGURIDAD 0,6 litros , PARA AGUJAS, JERINGAS	100	3
EUR241500	CONTENEDOR DE SEGURIDAD 1,5 litros	125	4
EUR242000	CONTENEDOR DE SEGURIDAD 2 litros	100	5



DESODORANTE PARA AUTOCLAVE

EN PERLAS. 3 FRAGANCIAS. NO DEJA RESIDUOS.

Referencia	Descripción	Unidad venta
INTANABACCL	DESODORANTE PARA AUTOCLAVE CLASSIC CAJA 100 uds	1
INTANABACC	DESODORANTE PARA AUTOCLAVE CITRUS CAJA 100 uds	1
INTANABACP	DESODORANTE PARA AUTOCLAVE POMA CAJA 100 uds	1



MATERIAL DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL

Referencia	Descripción	Unidad venta
910.1022	JABON HIPOALERGENICO	1litro
910.1444	JABON LIQUIDO	1litro
910.1023	LECHE HIDRATANTE CON ALOE VERA	1litro
910.1112	DETERGENTE LIMPIEZA INSTRUMENTAL	2litros
DAB101066	JABON SEQUESTRANTE DABEER FASTLaS	12



ECO-12



ARMARIO DE SEGURIDAD EXACTA OPTECH
 ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ACIDOS Y BASES.
 CERTIFICADOS SEGUN NORMATIVA EN-61010-1 Y 6CEI66-5
 Y DIN V4844-1. CERTIFICADOS UNI EN ISO 9001

Referencia	Descripción	Unidad venta
EXAK89015	ARMARIO DE SEGURIDAD PRODUCTO QUIMICO VERTICAL 2 PUERTAS MOD.ECO12	1
EXAK89016	ARMARIO DE SEGURIDAD PRODUCTO QUIMICO VERTICAL 1 PUERTAS MOD.ECO6	1
EXAK89017	ARMARIO DE SEGURIDAD PRODUCTO QUIMICO HORIZONTAL 2 PUERTAS ECO12B	1
EXAK89018	ARMARIO DE SEGURIDAD PRODUCTO QUIMICO HORIZONTAL 1 PUERTAS ECO6B	1



ARMARIO DE SEGURIDAD PARA INFLAMABLES.
 CERTIFICADOS SEGUN NORMATIVA DIN12925-1.
 CERTIFICADOS UNI EN ISO 9001. RESISTENCIA AL FUEGO 90 min.

Referencia	Descripción	Unidad venta
EXAK89000	ARMARIO DE SEGURIDAD INFLAMABLES VERTICAL 2 PUERTAS MOD. EFO12	1
EXAK89001	ARMARIO DE SEGURIDAD INFLAMABLES VERTICAL 1 PUERTAS MOD. EFO6	1
EXAK89002	ARMARIO DE SEGURIDAD INFLAMABLES HORIZONTAL 2 PUERTAS MOD. EFO12B	1
EXAK89003	ARMARIO DE SEGURIDAD INFLAMABLES HORIZONTAL 1 PUERTAS MOD. EFO6B	1



EFO-12B

EFO-6B

EFO-12

EFO-6



ARMARIO DE SEGURIDAD MIXTO
 PARA PRODUCTO INFLAMABLE Y ACIDOS Y BASES.
 CERTIFICADOS SEGUN NORMATIVA EN-61010-1 Y 6CEI66-5 Y DIN V4844-1.
 CERTIFICADOS UNI EN ISO 9001

Referencia	Descripción	Unidad venta
EXAK89091	ARMARIO DE SEGURIDAD EXACTA COMBISAFE, INFLAMABLES Y REACTIVOS QUIMICOS	1



COMBISAFE 2 en 1



Inflamables 90°



Ácidos + Bases

MATERIAL DE SEGURIDAD

CUBETAS DE TRANSPORTE

POLIETILENO ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO. APILABLES. ASAS ERGONOMICAS

Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR602	CUBETA 380 x 280 x 200 mm	1
KAR603	CUBETA 560 x 330 x 250 mm	1
KAR604	CUBETA 660 x 440 x 300 mm	1



CUBETAS ANTIACIDO





Referencia	Descripción	Unidad venta
KAR280	CUBETA 200 x 150 x 50	1
KAR281	CUBETA 250 x 200 x 60	1
KAR282	CUBETA 320 x 260 x 70	1
KAR283	CUBETA 350 x 300 x 85	1



CINTA AUTO-ADHESIVAS INDICADORA DE ESTERILIZACION



FABRICADA EN PAPEL SEMI CREPADO. LAS RAYAS IMPRESAS EN COLOR BLANCO CAMBIAN A MARRON OSCURO CUANDO HA SIDO ESTERILIZADO A: EXPOSICION A 121°C DURANTE 15 mins EXPOSICION A 134°C DURANTE 3 mins

Referencia	Descripción	Unidad venta
EUR191052	ROLLO 50 m CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE FASTLaS	1



SISTEMAS DE EMERGENCIA

Tipo	Referencia	Descripción	Unidad venta
1	CA2210	LAVADORES DE OJOS	1
2	CA2220	LAVADOR DE OJOS CON PEDESTAL	1
3	CA1100	DUCHA DE EMERGENCIA	1
4	CA1120	DUCHA DE EMERGENCIA CON PEDESTAL	1
5	CA4220	DUCHA Y LAVADOR DE OJOS	1
6	CA4810	ESTACION CON ROCIADORES MULTIPLES	1



CABINAS DE EXTRACCION DE GASES MARCA CRUMA
MAXIMAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AFNOR NFX15-211, EN-1822, EN-779, EN-141, UNE EN ISO 9001:2000. INCLUYEN PREFILTRO, PLANO DE TRABAJO SECURIZADO, CUBIERTA DE RETENCION DE LIQUIDOS Y KIT DE ILUMINACION.

Referencia	Descripción	Unidad venta
CRU670	CABINA FILTRACION DE GASES Y VAPORES CRUMA, 670	1
CRU870	CABINA FILTRACION DE GASES Y VAPORES CRUMA, 870	1

* Rogamos consulten otras configuraciones de cabinas así como otras opciones de filtro tales como filtro para gases más partículas., etc.

