

Orbital Mini

Agitador orbital digital

Oferta Agitador Orbital Mini OS10E

Precio oferta: 775 € (PVP:980 €).

* Precio sin IVA. Accesorios no incluidos. Oferta válida hasta 31/12/2012

Características

- Velocidad de agitación regulable controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada independientemente de la carga.
- Inicio y paro suave y progresivo, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Display digital LCD retroiluminado con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Muy silencioso, para funcionamiento continuo.



Modelo	OS10E
Referencia	10000-01010

Agitación

Carga máxima (kg)	5
Amplitud (mm)	10
Rango de velocidad (rpm)	50-500
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-120

Datos generales

Superficie útil (mm)	174 x 256
Dimensiones (mm)	220 x 370 x 135

Accesorios



Descripción	Plataforma universal mini	Juego de 2 muelles de sujeción
Referencia	20000-00055	20000-00043
Comentario	180 x 262 mm. Con 4 rodillos. Para agitar vasos, erlenmeyers, matraces, tubos de ensayo, etc.	Para fijar diversos envases.